


[Валидация Ko] Кроличьи Моноклональные Антитела Anti-Ldha Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P00338

Артикул: CM0003520



введение

Валидированные по нокауту кроличьи моноклональные антитела против человеческого LDHA (P00338). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Перекрестная реактивность с LDHA человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидация KO] LDHA кроличьи моноклональные антитела
Примечания/Синонимы	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
Вид мишени	Человек
ID гена	3939
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200–300 человеческого LDHA (P00338)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00338
Молекулярная масса белка	26–39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом