


[Ко Валидировано] Кроличья Поликлональная Анти-Ldhb Антитело Для Wb, If-P, Elisa - P07195

Артикул: CM0022351



введение

Валидированное методом КО кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий LDHB (Лактатдегидрогеназа В). Валидировано для WB, IF-P, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. LDHB катализирует взаимопревращение пирувата и лактата и высоко экспрессируется в сердечной мышце.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] LDHB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3945
ID гена	3945
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-334 человеческого LDHB (NP_002291.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07195
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	Холодный пакет (лед)