

[Проверено На Ko] Поликлональные Антитела Кролика Против Litaf Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99732

Артикул: CM0027160

введение

Проверенные на КО поликлональные антитела кролика против человеческого LITAF, подходящие для WB, IHC-P, IP и ELISA. Обнаруживают белок 17 кДа в образцах человека и мыши. Идеальны для исследований эндосомального транспорта и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено на KO] LITAF кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9516
ID гена	9516
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-161 человеческого LITAF (NP_004853.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99732
Молекулярный вес белка	17kDa
Доставка	Сумка со льдом