

[Валидировано На Ko] Поликлональное Антитело Кролика Anti-Lrrc59 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ag4

Артикул: CM0013582

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LRRC59, валидированное на нокаутных моделях. Подходит для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ядерного импорта FGF1 и биологии эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] LRRC59 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p34; PRO1855; 59
Вид	Человек
GeneID (человек)	55379
GeneID	55379
Иммуноген	Рекомбинантный белок - рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-244 человеческого LRRC59 (NP_060979.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96AG4
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом