


[Валидировано KO] Кроличья Поликлональная Антитело Против Lsh/Hells Для Вб, Ип, Ифа - Q9Nrз9

Артикул: CM0025089



введение

Кроличья поликлональная антитела против Lsh/HELLS человека (Q9NRZ9), валидированная методом нокаута. Подходит для ВБ, ИП и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеальный инструмент для исследований ремоделирования хроматина, метилирования ДНК и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Lsh/HELLS кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
Вид	Человек
ID гена (человек)	3070
ID гена	3070
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 719-838 белка Lsh/HELLS человека (NP_060533.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRZ9
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода