


## Валидированное На Ко Кроличья Поликлональная Антитело Против MacroH2A.1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа - 075367

Артикул: CM0029408



### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого макроH2A.1 (валидировано на КО), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Для исследовательского использования в биологии хроматина и эпигенетике.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на КО] макроH2A.1 Кроличья pAb                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACRONH2A1.1; macroH2A1.2; .1                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 9555                                                                                                                                            |
| GeneID                    | 9555                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 123-372 человеческого макроH2A.1 (NP_613258.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                            |
| SWISS                     | 075367                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 39кДа                                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка-холодозащитный элемент                                                                                                                    |