

[Валидировано Ko] Поликлональное Антитело Кролика Anti-Маркарк3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16644

Артикул: CM0021577



введение

Поликлональное антитело кролика против МАРКАРК3, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Киназа, активируемая стрессом, участвующая в продукции цитокинов, эндоцитозе и ремоделировании хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Поликлональное антитело кролика к МАРКАРК3
Примечания/синонимы	ЗРК; МКЗ; МК-3; МДРТЗ; МАРКАРЗ; МАРКАР-КЗ; МАРКАРК-3; КЗ
Вид	Человек
GeneID (человек)	7867
GeneID	7867
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого МАРКАРК3 (NP_004626.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16644
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом