


Валидированное Нокаутом Моноклональное Антитело К Mlh1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P40692

Артикул: CM0007468



введение

Валидированное нокаутом кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий MLH1, подходит для применений WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным MLH1. Идеально подходит для исследований репарации неспаренных оснований ДНК и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное нокаутом] Кроличье МАБ к MLH1
Примечания/синонимы	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51
Вид	Человек
GeneID (человек)	4292
GeneID	4292
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350–450 человеческого MLH1 (NP_000240.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P40692
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет