


[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Msh2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P43246

Артикул: CM0005473



введение

КО валидированное кроличье моноклональное антитело против MSH2 для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с MSH2 человека, мыши, крысы. Белок репарации ошибочно спаренных оснований ДНК Msh2, для исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] MSH2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; H2
Вид	Человек
GeneID	4436
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-583 белка MSH2 человека (NP_000242.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43246
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	В пакете со льдом