

**Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mta2,
Подтверждённое Методом Ко, Для Wb, Elisa, Chip — 094776**
Артикул: CM0019217

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-MTA2, подтверждённое методом КО и валидированное для вестерн-блоттинга, ELISA и ChIP. Выявляет MTA2 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Подтверждено КО] Кроличье pAb к MTA2
Примечания/синонимы	PID; MTA1L1; A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9219
GeneID	9219
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-180 человеческого MTA2 (NP_004730.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	094776
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом