


[Проверено На Ко] Поликлональное Антитело Кролика Против Mth1 Для Вб, Ип, Ифа - P36639

Артикул: CM0016677



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MTH1/NUDT1 (гидролаза окислированных пуриновых нуклеозидтрифосфатов). Валидировано для нокаутных исследований, подходит для применения в ВБ, ИП, ИФА. Обнаруживает белок массой 18 кДа, перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено на КО] MTH1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MTH1; N1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4521
GeneID	4521
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-179 человеческого MTH1 (NP_945192.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36639
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодовой пакет