

[Валидировано Нокаутом] Кроличья Моноклональная Антитело Против N-Кадгерина Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P19022

Артикул: CM0002400

введение

Кроличья моноклональная антитело, валидированная для приложений с нокаутом, против N-кадгерина (CDH2). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] N-кадгерин кроличья мкАнт
Примечания/аллиасы	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
Вид	Человек
ID гена	1000
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого N-кадгерина (P19022).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19022
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Холодильный пакет