


Валидированное Методом Ко Моноклональное Антитело К N-Концевому Альфа-Синуклеину [Mjff-B-3A4] Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P37840

Артикул: CM0010732



введение

Валидированное методом КО кроличье моноклональное антитело, нацеленное на N-концевой альфа-синуклеин (SNCA/PARK1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований синаптической функции и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Моноклональное антитело к N-концевому альфа-синуклеину [MJFF-B-3A4]
Примечания/Альтернативные названия	NACP; PARK1; α-Синуклеин; SNCA
Вид	Человек
ID гена	6622
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 40-50 человеческого альфа-синуклеина (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом