


[Ко Валидировано] Поликлональное Антитело Против Ndufc2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O95298

Артикул: CM0018032



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NDUFC2, ключевой субъединицы комплекса I. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований митохондрий и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против NDUFC2
Примечания/Альтернативные названия	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; C2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4718
ID гена	4718
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NDUFC2 (NP_004540.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95298
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	В пакете со льдом