


[Ko Validated] Поликлональное Антитело Кролика Против Nosip Для Wb, Elisa - Q9Y314

Артикул: CM0022895



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого NOSIP (белок, взаимодействующий с синтазой оксида азота, Е3-убиквитинлигазой), валидированное для применений в WB и ELISA. Подходит для исследований регуляции оксида азота и развития. Перекрёстно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] NOSIP Rabbit pAb
Примечания/синоним	CGI-25; NOSIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	51070
GeneID	51070
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 1-301 человеческого NOSIP (NP_057037.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y314
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом