

[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Nrd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43847

Артикул: CM0021379

введение

КО-валидированное кроличье поликлональное антитело против NRD1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует нардилизин (~132 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований аксонального созревания и миелинизации. UniProt O43847.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против NRD1
Примечания/Альтернативные названия	NRD1; hNRD1; hNRD2; D1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4898
GeneID	4898
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-400 человеческого NRD1 (NP_001095132.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43847
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом