


[Подтверждено С Помощью KO] Кроличье Поликлональное Антитело Против Nsdhl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q15738

Артикул: CM0020012



введение

Подтвержденное с помощью КО кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NSDHL (стерол-4-альфа-карбоксилат-3-дегидрогеназа), участвующий в биосинтезе холестерина. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. — Q15738

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Подтверждено с помощью КО] Кроличье поликлональное антитело против NSDHL
Примечания/синонимы	H105E3; XAP104; SDR31E1; HL
Вид	Человек
GeneID (человек)	50814
GeneID	50814
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого NSDHL (NP_057006.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15738
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом