

[Валидировано На Ко] Поликлональные Антитела К Нуклеобиндину-1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ифа - Q02818

Артикул: CM0026414



введение

Валидированные на КО кроличьи поликлональные антитела, направленные против нуклеобиндина-1 (NUCB1, CALNUC), подходящие для WB, IF/ICC, ИФА. Перекрестная реактивность с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Валидированы для исследований гомеостаза кальция в аппарате Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] NUCB1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	NUC; CALNUC; B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4924
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 302-461 человеческого NUCB1 (NP_006175.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02818
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	В ледяном пакете