


[KO Validated] Кроличье Моноклональное Антитело Против P53 Для Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P04637

Артикул: CM0011939



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого p53 (супрессора опухолей). Подходит для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP и ELISA. Валидировано методом KO, распознает несколько изоформ (24-44 кДа). Идеально подходит для исследований рака и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Кроличье моноклональное антитело против p53
Примечания/синонимы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7157
Идентификатор гена	7157
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-393 человеческого p53 (NP_000537.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	24-44 кДа
Доставка	Пакет со льдом