

[Валидировано Ko] Кроличья Поликлональная Антитело Против Pak2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Артикул: CM0023891



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PAK2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает мышиный и крысиный PAK2. Идеально подходит для изучения регуляции цитоскелета, апоптоза и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] PAK2 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5062
GeneID	5062
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 человеческого PAK2 (NP_000903.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13177
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом