

[Валидировано Ko] Кроличья Rab К Анти-Pdk1/Pdprk1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O15530

Артикул: CM0021039



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого PDK1/PDPK1, валидированное методом нокаута. Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Главная киназа в инсулиновом сигналинге, пролиферации клеток и выживаемости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] PDK1/PDPK1 Кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
Вид	Человек
GeneID	5170 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 409-556 человеческого PDK1/PDPK1 (NP_002604.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15530
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом