

[KO Validated] Кроличье Моноклональное Антитело К Pdlim5 Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Hc4

Артикул: CM0005947



введение

Кроличье моноклональное антитело к PDLIM5, валидированное для методов Western Blot, IP, IHC-P и ELISA. Разработано с использованием рекомбинантного белкового иммуногена для детекции белка 5, содержащего PDZ- и LIM-домены (PDLIM5), человека в исследованиях сердца и мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Кроличье моноклональное антитело к PDLIM5
Примечания/Синонимы	L9; ENH; LIM; ENH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10611
GeneID	10611
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-300 PDLIM5 человека (NP_006448.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96HC4
Молекулярная масса белка	15-68 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом