

[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Рерск/Рск2 - Q16822

Артикул: CM0020733

введение

Валидированное методом нокаута (КО) кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий РЕРСК/РСК2. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA. Инструмент для исследований глюконеогенеза, ферроптоза и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье rAb против РЕРСК/РСК2
Примечания/Альтернативные названия	РЕРСК; РЕРСК2; РЕРСК-М; К2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5106
GeneID	5106
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого РЕРСК/РСК2 (NP_004554.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16822
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом