

Валидированный Методом Нокаута (Ko) Поликлональный Антитело Кролика Против Phd2/Egln1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q9Gzt9

Артикул: CM0018123



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PHD2/EGLN1, валидировано методом нокаута (KO). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Распознает PHD2 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований гипоксии и сигналинга HIF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Поликлональное антитело кролика против PHD2/EGLN1
Примечания/Альтернативные названия	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAN; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54583
GeneID	54583
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZT9
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом