

[Валидация KO] Поликлональное Антитело Против Pka Riiα (Prkar2A) - P13861

Артикул: CM0015737



введение

[Валидация KO] Кроличье поликлональное антитело против человеческого PKA RIIα (PRKAR2A). Подходит для Вестерн-блота, ИФ/ИХК и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигналинга цАМФ и регуляции PKA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] PKA RIIα (PRKAR2A) кроличье пАт
Примечания/Альясы	PKR2; PRKAR2; A)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5576
ID гена	5576
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-404 человеческого PKA RIIα (PRKAR2A)/PKR2 (NP_004148.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13861
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами