

[Валидировано На Нокауте] Моноклональное Антитело Кролика Против Pml Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P29590

Артикул: CM0011870



введение

Моноклональное антитело кролика против белка PML человека, валидированное для применений с нокаутом. Подходит для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Распознаёт PML человека, участвующий в супрессии опухолей, апоптозе и противовирусной защите.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против PML [валидировано на нокауте]
Примечания/синонимы	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19
Вид	Человек
GeneID (человек)	5371
GeneID	5371
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 белка PML человека (NP_150241.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P29590
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом