

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pnp, Валидированные Методом Ко, Для Вб И Ифа - P00491

Артикул: CM0023608



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого PNP (пуриновый нуклеозидфосфорилаза), валидированные методом КО, для ВБ и ИФА. Перекрестная реактивность с мышинным белком. Молекулярная масса ~32 кДа. Подходит для исследования метаболизма нуклеозидов и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные КО] PNP кроличьи пКА
Примечания/синонимы	NP; PUNP; PRO1837
Вид	Человек
ID гена (человек)	4860
ID гена	4860
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 человеческого PNP (NP_000261.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00491
Масса белка	32 кДа
Доставка	Холодильный пакет