


[Валидировано На Ко] Кроличий Моноклональный Антитело Против Prmt4/Carm1 Для Wb, Ip, Elisa - Q86X55

Артикул: CM0002020



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против PRMT4/CARM1 (Q86X55) для WB, IP и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии хроматина, регуляции транскрипции и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] PRMT4/CARM1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PRMT4; M1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10498
ID гена	10498
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 486-603 человеческого PRMT4/CARM1 (NP_954592.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86X55
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом