

Валидированное Методом Ко Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Prmt4/Carm1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q86X55

Артикул: CM0022784



введение

Валидированное методом КО кроличье поликлональное антитело против PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55), подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Выявляет белки человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований транскрипции и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное методом КО] кроличье поликлональное антитело PRMT4/CARM1
Примечания/псевдоним	PRMT4; M1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10498
Идентификатор гена	10498
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 486–603 человеческого PRMT4/CARM1 (NP_954592.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86X55
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом