


[Валидировано С Помощью KO] Кроличье Поликлональное Антитело К Psap Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P07602

Артикул: CM0021050



введение

Кроличье поликлональное антитело против PSAP (просапозина), валидированное с помощью KO, для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Незаменимо для исследований лизосомных болезней накопления и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано с помощью KO] Кроличье pAb к PSAP
Примечания/алиасы	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; AP
Вид	Человек
GeneID	5660
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07602
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом