


Валидированное Методом Ко Кроличье Поликлональное Антитело К Psme2 Для Wb И Elisa - Q9UI46

Артикул: CM0016761



введение

Валидированное методом КО кроличье поликлональное антитело к человеческому PSME2 (PA28 β , REGbeta). Валидировано для WB и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с человеческим и мышиным белком. Незаменимый инструмент для исследований иммунопротеасомы и процессинга антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное методом КО] Кроличье поликлональное антитело к PSME2
Примечания/синонимы	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5721
GeneID	5721
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-239 человеческого PSME2 (NP_002809.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UL46
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Пакет со льдом