

[Ко Валидировано] Кроличья Поликлональная Антитела К Ptbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P26599

Артикул: CM0024224



введение

КО-валидированные кроличьи поликлональные антитела к PTBP1 для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяют PTBP1 человека, мыши и крысы — ключевого регулятора сплайсинга. Идеально подходят для применения в IVD и исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] PTBP1 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5725
GeneID	5725
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 PTBP1 человека (NP_114368.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26599
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом