

[Валидировано На Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против Rad23A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P54725

Артикул: CM0020598



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против человеческого Rad23A. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и деметилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Rad23A кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	HR23A; NHR23A; 3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5886
GeneID	5886
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-363 человеческого Rad23A (NP_005044.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54725
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом