

[Валидировано Методом Ко] Поликлональное Антитело К Rbm3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P98179

Артикул: CM0021767



введение

Кроличье поликлональное антитело к RBM3, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на холодоиндуцируемый РНК-связывающий белок 3 (P98179), участвующий в регуляции трансляции и ответе на стресс. Подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] Кроличье п/а к RBM3
Примечания/синонимы	RNPL; IS1-RNPL; M3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5935
GeneID	5935
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-157 человеческого RBM3 (NP_006734.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P98179
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Пакет со льдом