

[KO Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Rela Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04207

Артикул: CM0022670



введение

Кроличье поликлональное антитело против мышинового RELA (NF- κ B p65), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим белком. Идеально для изучения воспаления, иммунитета, роста клеток и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] Кроличье pAb против RELA
Примечания/Альтернативные названия	p65, p65 NF κ B, p65 NF- κ B, LA
Вид	Мышь
GeneID	19697 (Мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышинового RELA
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04207
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом