

[Подтверждено Методом Ko] Поликлональное Антитело Кролика Anti-Rhogdi Для Wb, If/Icc, Elisa - P52565

Артикул: CM0015656



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RhoGDI (ARHGDI).
Подтверждена пригодность для WB, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Для изучения регуляции белков Rho и клеточной подвижности в опухолевых и нормальных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Подтверждено методом KO] RhoGDI, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	GDIA1; NPHS8; RHOEDI; RHOEDI-1; HEL-S-47e; DI
Вид	Человек
GeneID (человек)	396
GeneID	396
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-204 человеческого RhoGDI (NP_001172006.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52565
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом