


Валидированное На Ко Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpl22 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

Артикул: CM0026013



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против рибосомного белка L22 (RPL22), для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований биологии рибосом и трансляционного контроля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] RPL22 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6146
GeneID	6146
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-122 человеческого RPL22 (NP_000974.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35268
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом