


[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Samhd1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y3Z3

Артикул: CM0028173



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SAMHD1, валидировано для WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований рестрикционных факторов, противовирусной защиты и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против SAMHD1
Примечания/Альтернативные названия	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; D1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25939
GeneID	25939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 387-626 человеческого SAMHD1 (NP_056289.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3Z3
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом