

[Валидация Ko] Кроличья Поликлональная Антитела Против Scyl1 Для Вб, Ифа - Q96Kg9

Артикул: CM0026083

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на SCYL1 (N-концевой киназоподобный белок). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований транспорта и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] Кроличьи поликлональные антитела против SCYL1
Примечания/алиасы	GKLP; NKTL; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1
Вид	Человек
ID гена (человек)	57410
ID гена	57410
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 460–740 человеческого SCYL1 (NP_065731.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96KG9
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Айс-пакет