


[Ko Validated] Поликлональное Антитело Кролика Против Sec61B Для Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Артикул: CM0013841



введение

Валидированное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий SEC61B, основную субъединицу комплекса транслокона ЭР. Подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований транслокации в ЭР и транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] SEC61B, поликлональное антитело кролика
Примечания/синоним	SEC61B; 1B
Вид	Человек
GeneID	10952
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 1-96 человеческого SEC61B (NP_006799.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60468
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом