

[Ko Validated] Поликлональное Кроличье Антитело Против Selenbp1 - Q13228

Артикул: CM0013506

введение

[KO Validated] Поликлональное кроличье антитело против SELENBP1 (метантиолоксидазы) для WB, IF/ICC, ELISA. Валидировано на образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований рака и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[KO Validated] Кроличье поликлональное антитело SELENBP1
Примечания/синонимы	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8991
GeneID	8991
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243-472 человеческого SELENBP1 (NP_003935.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13228
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет