


[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Sephs1 - P49903

Артикул: CM0016713



введение

Валидированное методом КО кроличье поликлональное антитело против SEPHS1 для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Определяет SEPHS1 человека, мыши, крысы. Полезно для исследований цинкового комплекса и стабильности транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье поликлональное антитело против SEPHS1
Примечания/Альтернативные названия	SPS; SELD; SPS1; S1
Вид	Человек
GenelD (Человек)	22929
GenelD	22929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-392 белка SEPHS1 человека (NP_036379.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49903
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом