

[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Serpinb5 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

Артикул: CM0015315



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SERPINB5 (маспин), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Подходит для исследований супрессоров опухолей и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb против SERPINB5
Примечания/Альтернативные названия	P15; маспин; B5
Вид	Человек
ID гена	5268
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-189 человеческого SERPINB5 (NP_002630.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P36952
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом