


[Валидировано На Ко] Поликлональные Антитела Против Setd7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8Wts6

Артикул: CM0027458



введение

Валидированные на нокауте (KO) кролиčky поликлональные антитела против SETD7, гистон-метилтрансферазы H3K4. Игрaют ключевую роль в эпигенетической активации транскрипции и метилировании негистоновых субстратов. Подходят для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кролиčky пАб против SETD7
Примечания/Псевдонимы	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
Вид	Человек
GeneID	80854
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-366 человеческого SETD7 (NP_085151.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WTS6
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент