

[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Shmt2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P34897

Артикул: CM0008460



введение

КО-валидированное кроличье моноклональное антитело против SHMT2 для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии (IHC), ELISA. Реагирует с SHMT2 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриального одноуглеродного метаболизма и фолатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье mAb против SHMT2
Примечания/Альтернативные названия	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6472
ID гена	6472
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 405-504 белка SHMT2 человека (NP_005403.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34897
Молекулярная масса белка	53 кДа / 55 кДа / 56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом