

[Валидировано На Ко] Кроличий Моноклональный Антитело Против Sirt1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Артикул: CM0005989

введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против человеческого SIRT1 (SIR2/SIR2L1). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), IF/ICC, IHC-P, проточной цитометрии (FC) и ELISA. Обнаруживает SIRT1 человека, мыши и крысы с полосой ~82 кДа. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] SIRT1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23411
GeneID	23411
Иммуноген	Рекомбинантный белок SIRT1 человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (внутриклет.), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EB6
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Сухой лед