

[Валидация Ko] Кроличьи Поликлональные Антитела Против Sirt1 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа - Q96Eb6

Артикул: CM0021878



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SIRT1 (NAD-зависимая деацетилаза сиртуин-1), валидированные для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для изучения метаболизма, апоптоза, регуляции хроматина и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] SIRT1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23411
ID гена	23411
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96EB6
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет