

[Валидировано На Ko] Кроличья Моноклональная Антитело Против Sirt3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ntg7

Артикул: CM0002874



введение

Кроличье моноклональное антитело против SIRT3, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Нацелено на человеческую митохондриальную деацетилазу SIRT3, участвующую в метаболизме и реакции на стресс. Uniprot Q9NTG7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] SIRT3 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	SIR2L3; T3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23410
GeneID	23410
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-399 человеческого SIRT3 (NP_036371.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NTG7
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом