

Ко-Валидированное Поликлональное Антитело K Slc25A22 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H936

Артикул: CM0019832

введение

КО-валидированное кроличье поликлональное антитело к митохондриальному глутаматному переносчику SLC25A22. Валидировано для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области нейронаук, диабета и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	[КО-валидированное] SLC25A22 кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
Вид	Человек
GeneID (человек)	79751
GeneID	79751
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 128-188 SLC25A22 человека (NP_078974.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H936
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом