

[Проверено Нокаутом (Ko Validated)] Поликлональные Антитела Против Slc25A23 Для Вб, Ифа - Q9Bv35

Артикул: CM0019467

введение

Кроличы поликлональные антитела против SLC25A23, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. SLC25A23 — митохондриальный антипортер адениловых нуклеотидов, подходит для исследований энергетического метаболизма и кальциевой сигнализации. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено нокаутом (KO Validated)] Кроличы поликлональные антитела против SLC25A23
Примечания/Альтернативные названия	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
Вид	Человек
ID гена	79085
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 человеческого SLC25A23 (NP_077008.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV35
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом